

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim44 Pour Wb, Elisa - Q96Dx7

Numéro d'article: CM0025646

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM44, validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée envers l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de la différenciation neuronale et des voies de signalisation PAX6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRIM44 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AN3; MC7; DIPB; HSA249128; TRIM44
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	54765
ID du Gène	54765
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 205-344 de TRIM44 humain (NP_060053.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DX7
Poids Moléculaire Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace