

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim45 Pour If/Icc Et Elisa - Q9H8W5

Numéro d'article: CM0018216



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TRIM45 (RNF99) humaine. Validé pour l'IF/ICC et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. La cible joue un rôle clé dans la réponse inflammatoire et les voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM45 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNF99; TRIM45
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80263
GeneID	80263
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-400 de TRIM45 humaine (NP_001139107.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9H8W5
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace