

Anticorps Polyclonal Anti-Trim59 Pour Wb, Elisa - Q8Iwr1

Numéro d'article: CM0013000

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRIM59 humain (TSBF1/RNF104), validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'ubiquitination associée au réticulum endoplasmique, de l'immunité innée et des voies de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM59 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MRF1 ; TSBF1 ; IFT80L ; RNF104 ; TRIM57 ; TRIM59
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	286827
GeneID	286827
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 330 de TRIM59 humain (NP_775107.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8IWR1
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac de glace