

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim60 Pour Wb Et Elisa - Q495X7

Numéro d'article: CM0021671

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM60 validé pour WB et ELISA. Détecte TRIM60, une ligase E3 de la protéine SUMO régulant la signalisation NF-κB par la SUMOylation de TAB2. Réagit également avec la souris. 55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM60 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RNF33 ; RNF129 ; TRIM60
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	166655
GenelD	166655
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de TRIM60 humain (NP_689833.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q495X7
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac réfrigérant