

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim62 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

Numéro d'article: CM0023961

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine TRIM62 (DEAR1), une ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'immunité antifongique. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-TRIM62
Remarques/Alias	DEAR1 ; TRIM62
Espèce	Humain
Identifiant du gène	55223
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-280 de TRIM62 humain (NP_060677.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BVG3
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace