

Anticorps Polyclonal Anti-Trim63 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969Q1

Numéro d'article: CM0026969



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM63 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le TRIM63 humain, murin et de rat, une ligase E3 ubiquitine spécifique du muscle impliquée dans la dégradation des protéines et l'atrophie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TRIM63
Remarques/Alias	IRF ; SMRZ ; MURF1 ; MURF2 ; RNF28 ; TRIM63
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84676
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 253-353 du TRIM63 humain (NP_115977.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q969Q1
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace