


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim66 Pour Wb - O15016

Numéro d'article: CM0024176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le TRIM66 humain (TIF1D, TIF1DELTA). Adapté pour WB et ELISA. Cible un répresseur de transcription nucléaire avec des motifs bromodomaine et doigt de zinc. O15016.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin TRIM66
Remarques/Alias	TIF1D ; C11orf29 ; TIF1DELTA ; TRIM66
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	9866
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-970 du TRIM66 humain (NP_055633.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O15016
Poids Moléculaire de la Protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace