


Anticorps Polyclonal Anti-Trim69 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wt6

Numéro d'article: CM0030420



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TRIM69 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la TRIM69 endogène dans des échantillons humains et murins. Adapté à la recherche sur l'ubiquitination, l'immunité antivirale et la dynamique du centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM69 pAb de lapin
Remarques / Alias	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	140691
ID du gène	140691
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-341 de la TRIM69 humaine (NP_542783.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q86WT6
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace