

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim72 Pour Wb, Elisa - Q1Xh17

Numéro d'article: CM0022674



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TRIM72 (MG53), une ligase E3 ubiquitine spécifique du muscle impliquée dans la réparation membranaire. Adapté pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur le muscle squelettique et cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM72 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MG53; TRIM72
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	493829
GeneID	434246
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 du TRIM72 de souris (NP_001073401.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris
SWISS	Q1XH17
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace