


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trim9 Pour Wb, Elisa - Q9C026

Numéro d'article: CM0013753



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRIM9 validé pour Western Blot et ELISA, présentant une réactivité avec la TRIM9 humaine, de souris et de rat (E3 ubiquitine ligase). Idéal pour la recherche en neurosciences et sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIM9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	RNF91, SPRING, TRIM9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	114088
GeneID	114088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de la TRIM9 humaine (NP_055978.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9C026
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace