


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Triméthyl-Histone H3-K9 (Q16695/P68431) Pour L'épigénétique

Numéro d'article: CM0000400



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin TriMéthyl-Histone H3-K9 validé pour WB, ChIP-seq, CUT&Tag, DB, IF/ICC et ELISA. Détecte l'histone H3 triméthylée au niveau de la lysine 9 chez l'homme, la souris, le rat et d'autres espèces. Adapté aux études sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TriMéthyl-Histone H3-K9 Rabbit mAb
Remarques / Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMéthyl-Histone H3-K9
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique triméthylé autour du K9 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, DB, IF/ICC, ELISA, CHIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large gamme prédite)
SWISS	Q16695/P68431
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace