


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trip4 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15650

Numéro d'article: CM0016144



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; cible la protéine TRIP4 (ASC-1) humaine, un coactivateur transcriptionnel et composant du complexe RQC. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Immunogène recombinant (aa 282-581).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRIP4 pAb de lapin
Remarques/Alias	ASC1 ; ASC-1 ; MDCDC ; SMABF1 ; ZC2HC5 ; HsT17391 ; TRIP4
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	9325
ID du gène	9325
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 282-581 de la TRIP4 humaine (NP_057297.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15650
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace