

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre Le Gène De Fusion Trk (Tfg) Pour Wb, Elisa - Q92734

Numéro d'article: CM0003090



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TFG humain (gène de fusion TRK). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Convient à l'étude de la dynamique du réticulum endoplasmique et du trafic du cargo sécrétoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRK fused gene (TFG) Rabbit mAb
Remarques/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10342
GeneID	10342
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92734
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace