

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gène Fusionné Trk (Tfg) Pour Wb, Elisa - Q92734

Numéro d'article: CM0031070



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine du gène fusionné TRK (TFG) humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée envers l'humain et la souris. Idéal pour étudier la dynamique du réticulum endoplasmique et le trafic des cargaisons sécrétaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-gène fusionné TRK (TFG)
Remarques/Alias	TF6 ; HMSNP ; SPG57 ; TRKT3 ; Gène fusionné TRK (TFG)
Espèce	Humain
Identifiant du gène	10342
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du gène fusionné TRK (TFG) humain (NP_006061.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92734
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace