

Anticorps Monoclonal Anti-Trka+B+C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04629 / Q16288 / Q16620

Numéro d'article: CM0004031



Introduction

Cet anticorps monoclonal recombinant de lapin reconnaît TrkA, TrkB et TrkC. Validé pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA sur tissus humains, de souris et de rat. Convient à l'étude de la signalisation des récepteurs des neurotrophines et du développement neural.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TrkA+B+C Lapin mAb
Remarques/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4914/4916/4915
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 722-822 du NTRK2 humain (Q16620).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
Poids Protéique	140kDa
Expédition	Sac de glace