


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Trkb (Gp145-Trkb) Pour Wb Et Elisa - Q16620

Numéro d'article: CM0003678



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TrkB humain (NTRK2, GP145-TrkB), validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le TrkB de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines, le développement neuronal et la plasticité.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | TrkB Lapin mAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias    | OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID             | 4915                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-430 du TrkB humain (NP_001018074.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS              | Q16620                                                                                                                        |
| Poids moléculaire  | 92kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |