

Anticorps Polyclonal Anti-Trkc Pour Wb, Elisa - Q16288

Numéro d'article: CM0013351



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TrkC humain (récepteur du facteur de croissance NT-3) pour WB et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat ; adapté aux études sur la signalisation des neurotrophines et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TrkC Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRKC ; GP145-TrkC ; gp145(trkC) ; TrkC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4916
ID du gène	4916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40 à 300 de TrkC humain (NP_001007157.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16288
Poids de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac de glace