


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trkc Pour Wb, Elisa - Q16288

Numéro d'article: CM0006707



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le TrkC humain (NTRK3). Validé pour WB et ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des neurotrophines et la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-TrkC
Remarques/Alias	TRKC ; GP145-TrkC ; gp145(trkC) ; TrkC
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4916
ID du gène	4916
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q16288
Poids moléculaire de la protéine	94 kDa
Expédition	Sac de glace