

Anticorps Polyclonal Anti-Trmt1 Pour Wb, Elisa - Q9Nxx9

Numéro d'article: CM0026863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARNt méthyltransférase humaine TRMT1 (TRM1 ; MRT68). Validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur la modification des ARNt et la biologie redox.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRMT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	TRM1 ; MRT68 ; TRMT1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	55621
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NXX9
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace