


Anticorps Polyclonal Anti-Trmt2A/Htf9C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Numéro d'article: CM0030069



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant TRMT2A/HTF9C humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Idéal pour les études sur la méthylation des ARNt et la modification des ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRMT2A/HTF9C Rabbit pAb
Remarques / Alias	HTF9C; TRMT2A/HTF9C
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	27037
ID gène	27037
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 500 et l'extrémité C-terminale de TRMT2A/HTF9C humain (NP_073564.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IZ69
Poids protéique	69 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant