


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trmt2A/Htf9C Pour Wb, Elisa - Q8Iz69

Numéro d'article: CM0003676



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le TRMT2A/HTF9C humain, une méthyltransférase d'ARNt/ARNm. Validé en WB et ELISA. Détecte une bande à ~69 kDa. Convient pour les études de modification de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-TRMT2A/HTF9C
Remarques/Alias	HTF9C ; TRMT2A/HTF9C
Espèce	Humain
GeneID	27037
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du TRMT2A/HTF9C humain (Q8Iz69)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8Iz69
Poids moléculaire de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace