


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trmt2A/Htf9C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iz69

Numéro d'article: CM0023012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre TRMT2A/HTF9C humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Cible une tRNA (uracile-5-)-méthyltransférase catalysant la formation de m5U54 dans les tRNA et certains ARNm. Convient aux études sur les modifications de l'ARN et l'expression génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRMT2A/HTF9C pAb de lapin
Remarques/Alias	HTF9C ; TRMT2A/HTF9C
Espèce	Humaine
ID du gène	27037
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de la TRMT2A/HTF9C humaine (NP_073564.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8IZ69
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Poche de glace