

Anti-Trmt2B Pab De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gj1

Numéro d'article: CM0026584

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TRMT2B, une ARNt/ARNr méthyltransférase mitochondriale, pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'homme et le rat. Convient pour la recherche sur la modification de l'ARN mitochondrial et le traitement des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRMT2B pAb de lapin
Remarques / Alias	CXorf34 ; dj341D10.3 ; TRMT2B
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	79979
ID du gène	79979
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de la protéine TRMT2B humaine (NP_079193.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96GJ1
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace