


Anticorps Polyclonal Anti-Trmt6 Pour Wb, Elisa - Q9Uja5

Numéro d'article: CM0028510



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le TRMT6 humain, la sous-unité non catalytique de la méthyltransférase tRNA m1A58, également impliquée dans la N1-méthylation de l'ARNm. Validé pour les applications WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRMT6 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCD10; CGI-09; Gcd10p; TRMT6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51605
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du TRMT6 humain (NP_057023.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9UJA5
Poids Protéique	56kDa
Expédition	Sac de glace