


Anticorps Polyclonal Anti-Trmt61A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q96Fx7

Numéro d'article: CM0014838



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la TRMT61A humaine (sous-unité catalytique de la tRNA méthyltransférase), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la modification des tRNA et la méthylation des mRNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRMT61A Lapin pAb
Remarques/Alias	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172; TRMT61A
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	115708
ID de Gène	115708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la TRMT61A humaine (NP_689520.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96FX7
Poids Protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace