


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trmt61A Pour Wb, If, Ihc, Elisa - Q96Fx7

Numéro d'article: CM0004217



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine TRMT61A humaine. Validé pour Western blot, immunofluorescence, immunohistochimie et ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la modification des ARNt et la méthylation des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRMT61A Rabbit mAb
Remarques / Alias	GCD14; TRM61; Gcd14p; hTRM61; C14orf172
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	115708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la TRMT61A humaine (NP_689520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96FX7
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace