


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trnau1Ap Pour Wb, Elisa - Q9Nx07

Numéro d'article: CM0018580



Introduction

Le TRNAU1AP Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine TRNAU1AP humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. La cible est un facteur clé de l'incorporation de la sélénocystéine dans les sélénoprotéines, utile pour la recherche sur la synthèse des sélénoprotéines et la modification des ARNt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRNAU1AP Rabbit pAb
Remarques / Alias	SECP43; PRO1902; TRSPAP1; TRNAU1AP
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	54952
ID du gène	54952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-287 de la TRNAU1AP humaine (NP_060316.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NX07
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace