

Anticorps Monoclonal Anti-Trop-2 Pour Cytométrie En Flux - P09758

Numéro d'article: CM0011032



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TROP-2 humain pour cytométrie en flux. Détecte le transducteur 2 du signal calcique associé aux tumeurs (TACSTD2/GA733-1) dans des échantillons humains. Conjugué à . Idéal pour la recherche sur les carcinomes placentaires et pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-TROP-2 humain
Remarques/alias	TACSTD2 ; EGP-1 ; EGP1 ; GA733-1 ; GA7331 ; GP50 ; M1S1 ; TROP2 ; transducteur 2 du signal calcique associé aux tumeurs
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4070
ID du gène	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 274 de TROP-2 humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P09758
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac réfrigérant