

Anticorps Polyclonal Anti-Trop-2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

Numéro d'article: CM0029748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le TROP-2 humain (TACSTD2), validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la transduction du signal calcique associée aux tumeurs et les récepteurs de facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TROP-2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Espèce	Humain
GeneID	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-270 du TROP-2 humain (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09758
Poids Protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace