

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Trop-2 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - P09758

Numéro d'article: CM0002050



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TROP-2 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF-P, mIHC et ELISA. Spécifique pour la TROP-2 humaine (P09758), un transducteur de signal calcique associé aux tumeurs largement utilisé dans la recherche sur le cancer et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-TROP-2
Remarques/Alias	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-274 de la TROP-2 humaine (NP_002344.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P09758
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace