


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Trop-2 Pour Wb - P09758

Numéro d'article: CM0007518



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-TROP-2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Cible le TROP-2 humain (SWISS : P09758), un transducteur de signal calcique associé aux tumeurs. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | TROP-2 mAc Lapin                                                                                                             |
| Remarques/Alias    | EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 4070                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-274 du TROP-2 humain (NP_002344.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                 |
| Réactivité Croisée | Humain                                                                                                                       |
| SWISS              | P09758                                                                                                                       |
| Poids Protéique    | 36kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |