

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trop-2 Pour If-P Et Elisa - Q8Bgv3

Numéro d'article: CM0019850

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TROP-2 (Tacstd2) de souris pour les applications d'immunofluorescence et d'ELISA. Reconnaît une glycoprotéine de surface cellulaire impliquée dans la signalisation des récepteurs aux facteurs de croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de lapin anti-TROP-2
Remarques/Alias	Ly97 ; EGP-1 ; TROP2 ; GA733-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	4070
GeneID	56753
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 25-270 de la TROP-2 de souris (NP_064431.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q8BGV3
Poids Protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace