

Anticorps Polyclonal Anti-Tropomyosine 1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09493

Numéro d'article: CM0014481



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Tropomyosine 1 (TPM1) humaine, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte une protéine de 33 kDa ; réagit croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le cytosquelette et la contraction musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Tropomyosine 1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CMH3 ; TMSA ; CMD1Y ; LVNC9 ; C15orf13 ; HEL-S-265 ; HTM-alpha ; Tropomyosine 1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	7168
GeneID	7168
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-245 de la Tropomyosine 1 humaine (NP_001018008.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09493
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace