

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Tropomyosine 1 Pour Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P09493

Numéro d'article: CM0005540



Introduction

mAb lapin anti-Tropomyosine 1 pour WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec souris, rat. Idéal pour la recherche sur la liaison à l'actine, la régulation de la contraction musculaire et la stabilisation du cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Tropomyosine 1
Remarques/Alias	CMH3 ; TMSA ; CMD1Y ; LVNC9 ; C15orf13 ; HEL-S-265 ; HTM-alpha ; Tropomyosine 1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7168
ID du gène	7168
Immunogène	Peptide synthétique ; peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 185 et 284 de la Tropomyosine 1 humaine (P09493).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P09493
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace