

Anticorps Monoclonal Anti-Troponine I1/Tni1 Pour Wb, Elisa - P19237

Numéro d'article: CM0007880

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la Troponine I1 humaine (muscle squelettique lent) pour WB et ELISA. Réagit de façon croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur le muscle squelettique et au développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Troponine I1/Tni1 mAb de lapin
Remarques/Alias	TNN1 ; SSTNI ; Troponine I1/Tni1
Espèce	Humain
GeneID	7135
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-187 de la Troponine I1/Tni1 humaine (P19237)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P19237
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isotherme