

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Troponine I2 (Tnni2) Pour Wb, If-P, Elisa - P48788

Numéro d'article: CM0008829



Introduction

CamelBio propose un anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Troponine I2 (TNNI2) validé pour WB, IF-P et ELISA. Il détecte la troponine I du muscle squelettique rapide chez l'homme, la souris et le rat. 21 kDa. Idéal pour la recherche sur la contraction musculaire et les myopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Troponine I2 (TNNI2)
Remarques / Alias	DA2B, FSSV, DA2B1, fsTnl, AMCD2B, Troponine I2 (TNNI2)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7136
GeneID	7136
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 83 et 182 de la Troponine I2 (TNNI2) humaine (P48788)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P48788
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace