

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Troponine I2 (Tnni2) Pour Wb, Elisa - P48788

Numéro d'article: CM0025050



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Troponine I2 humaine (TNNI2), élevé contre le fragment N-terminal 1-100 aa. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat, aidant ainsi les études sur la régulation de la contraction musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Troponine I2 (TNNI2) Lapin pAb
Remarques/Alias	DA2B; FSSV; DA2B1; fsTnl; AMCD2B; Troponine I2 (TNNI2)
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la Troponine I2 humaine (TNNI2) (NP_003273.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P48788
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace