

Anticorps Polyclonal Anti-Trove2/Ssa2 Pour Wb Et Elisa - P10155

Numéro d'article: CM0031034

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant TROVE2/SSA2 (autoantigène Ro60), validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les maladies auto-immunes et la biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TROVE2 pAb de lapin
Remarques/Alias	SSA2 ; RORNP ; TROVE2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6738
GenelD	6738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du TROVE2 humain (NP_004591.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10155
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace