

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Troy/Tnfrsf19 Pour Wb Et Elisa - Q9Ns68

Numéro d'article: CM0002139

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TROY/TNFRSF19 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec la protéine TROY humaine, murine et de rat (~46 kDa). Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la signalisation NF-kappa-B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-TROY/TNFRSF19 de lapin
Remarques/Alias	TAJ ; TROY ; TRADE ; TAJ-alpha ; TROY/TNFRSF19
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de TROY/TNFRSF19 humain (Q9NS68)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NS68
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace