


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trpa1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O75762

Numéro d'article: CM0028021



Introduction

TRPA1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal ciblant le TRPA1 humain, adapté pour le WB, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la douleur et la transduction sensorielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPA1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FEPS ; p120 ; FEPS1 ; ANKTM1 ; TRPA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8989
GeneID	8989
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 900-1000 du TRPA1 humain (NP_015628.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75762
Poids protéique	128 kDa
Expédition	Sac de glace