


Anticorps Polyclonal Anti-Trpc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48995

Numéro d'article: CM0013687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRPC1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec TRPC1 humain et murin, un canal calcique activé par récepteur. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPC1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRP1 ; HTRP-1 ; TRPC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7220
GeneID	7220
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 de TRPC1 humain (NP_001238774.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P48995
Poids protéique	91 kDa
Expédition	Sac de glace