


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Trpc1 Pour Wb, Elisa - P48995

Numéro d'article: CM0008349



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TRPC1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le TRPC1 humain, murin et de rat (~88/91 kDa). Idéal pour les études sur les canaux ioniques et la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TRPC1
Remarques/Alias	TRP1 ; HTRP-1 ; TRPC1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7220
ID du gène	7220
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 400 et 500 du TRPC1 humain (P48995)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P48995
Poids de la protéine	88 kDa/91 kDa
Expédition	Sac réfrigérant