


Anticorps Polyclonal Anti-Trpc3 Pour Wb, Elisa - Q13507

Numéro d'article: CM0028605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la TRPC3 humaine (TRP3, SCA41) validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. La cible est un canal calcique impliqué dans la signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPC3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TRP3, SCA41, TRPC3
Espèce	Humain
GeneID	7222
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de la TRPC3 humaine (NP_001124170.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13507
Poids protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace