


Anticorps Polyclonal Anti-Trpc4 Pour Wb & Elisa - Q9Ubn4

Numéro d'article: CM0027104



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le TRPC4 humain. Validé pour WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains et de souris. Convient pour la recherche sur les canaux calciques et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	TRPC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRP4; HTRP4; HTRP-4; TRPC4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7223
GeneID	7223
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 768-977 du TRPC4 humain (NP_057263.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UBN4
Poids Protéique	112kDa
Expédition	Sac de glace