


Anticorps Polyclonal Anti-Trpc6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y210

Numéro d'article: CM0030032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre TRPC6 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible un canal cationique perméable au calcium essentiel pour la signalisation couplée aux protéines Gq et l'homéostasie des podocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	TRPC6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRP6; FSGS2; TRPC6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7225
GeneID	7225
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 466 et 565 de la TRPC6 humaine (NP_004612.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y210
Poids protéique	106 kDa
Expédition	Sac de glace