


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trpm2 Pour Wb, If-P, Elisa - O94759

Numéro d'article: CM0025537



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRPM2 de haute qualité validé pour le western blotting (WB), l'immunofluorescence (IF-P) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec TRPM2 de souris et de rat. Convient pour l'étude des canaux ioniques, du stress oxydatif et de la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	TRPM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	KNP3; EREG1; TRPC7; LTRPC2; NUDT9H; LTrpC-2; NUDT9L1; TRPM2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7226
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1204-1503 du TRPM2 humain (NP_003298.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O94759
Poids Protéique	171kDa
Expédition	Sac de glace