


Anticorps Monoclonal Anti-Trpm4 Pour Wb Et Elisa - Q8Td43

Numéro d'article: CM0008700



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la protéine TRPM4 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Adapté à l'étude de la fonction des canaux cationiques activés par le calcium dans la recherche cardiovasculaire, neuronale et immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPM4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54795
Identifiant du gène	54795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1097-1214 de la protéine TRPM4 humaine (NP_060106.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TD43
Poids de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace