


Anticorps Polyclonal Anti-Trpm4 Pour Wb, Elisa - Q8Td43

Numéro d'article: CM0015822



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRPM4 validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît le TRPM4 humain, murin et de rat, un canal cationique activé par le calcium impliqué dans la fonction cardiaque et immunitaire. Convient pour la recherche sur les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPM4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4; TRPM4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	54795
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du TRPM4 humain (NP_060106.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TD43
Poids moléculaire de la protéine	134 kDa
Expédition	Sac de glace