


## Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Trpm8 Pour Wb, Elisa - Q7Z2W7

Numéro d'article: CM0008943



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le TRPM8 humain (Q7Z2W7). Validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur les canaux ioniques de détection du froid dans le cancer de la prostate et d'autres tumeurs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | TRPM8 Lapin mAb                                                                                                      |
| Remarques/Alias     | TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8                                                                                |
| Espèce              | Humain                                                                                                               |
| ID de Gène (Humain) | 79054                                                                                                                |
| ID de Gène          | 79054                                                                                                                |
| Immunogène          | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 900-1000 du TRPM8 humain (Q7Z2W7). |
| Source              | Lapin                                                                                                                |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                            |
| Réactivité Croisée  | Humain                                                                                                               |
| SWISS               | Q7Z2W7                                                                                                               |
| Poids Protéique     | 128kDa                                                                                                               |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                         |