


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Trpm8 Pour Wb, Elisa - Q7Z2W7

Numéro d'article: CM0029724



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-TRPM8 de haute qualité, validé pour WB et ELISA. Détecte le TRPM8 humain, un canal ionique détecteur du froid impliqué dans la thermosensation et le cancer de la prostate. Idéal pour la recherche et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	TRPM8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	79054
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 980-1104 du TRPM8 humain (NP_076985.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z2W7
Poids de la protéine	128 kDa
Expédition	Sac de glace